

3M**Littmann®**
Stethoscopes

L ako láska na celý život.

Kvalita je veľmi dôležitá, keď sa učíte zručnosti auskultácie, aby ste mohli vyšetrovať a monitorovať pacientov. Začnite s 3M™ Littmann® fonendoskopom s akustickým výkonom na profesionálnej úrovni. Je skonštruovaný na mnoho rokov používania a dôverujú mu odborníci po celom svete.

Vysoká akustická citlivosť 3M™ Littmann® fonendoskopov vám môže dnes pomôcť naučiť sa účinne vyšetrovať a sledovať pacientov, aby ste sa zajtra mohli stať lepšími lekármi.

Vďaka mäkkým ušným olivkám, nastaviteľnej hlavovej sade a nechladiacemu okraju sú tieto fonendoskopy pohodlné pre vás aj pre vašich pacientov. Bez ohľadu na to, či vyšetrujete dospelých alebo deti, obojstranný hrudný snímač (s otvoreným alebo zatvoreným zvončekom) má laditeľné membrány, takže bez presúvania môžete počuť zvuky s rôznou frekvenciou. Vyberte si ten správny model pre vás. Každý je vyrobený v USA a neobsahuje prírodný kaučukový latex.



3M™ Littmann® Cardiology IV™ fonendoskop

Pomáha izolovať nepatrné zvuky, aby ste mohli počuť zmeny v stave pacientov aj v tých najkritickejších a najnáročnejších prostrediach.



3M™ Littmann® Classic III™ fonendoskop

Kompaktný a citlivý, skvelý na vyšetrovanie a monitorovanie v prostrediach, ktoré nie sú kritické.

3M™ Littmann® Classic III™ fonendoskop



Štandardná nehrdzavejúca oceľ



Dúhová/mosadzná povrchová úprava



Dúhová/čierna

Medená povrchová úprava

Zrkadlová/dymová



Šampanské/dymová



Čierna/čierna

Dymová/dymová



Vlastnosti produktu	
Akustický výkon	7 (na stupnici 1 – 10)
Dizajn a technológia hrudného snímača	Obojstranne opracovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ušnej trubice	Ľahká hliníková zliatina
Dĺžka/celková hmotnosť	69 cm/150 g
Záruka	5 rokov
Vlastnosti/priemer membrány	Dve jednodielne laditeľné membrány 4,3 cm/3,4 cm

Zobrazené farby sú približné.

Preskúmajte Littmann fonendoskopy na stránke Littmann.sk

3M

3M Slovensko s.r.o.
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
www.3m.sk/littmann

3M™ Littmann® Cardiology IV™ fonendoskop



Štandardná nehrdzavejúca oceľ



Čierna/čierna



Zrkadlová



Dúhová/čierna



Dymová s vysokým leskom/dymová



Dúhová s vysokým leskom/dymová



Dúhová s vysokým leskom/čierna




Dymová s vysokým leskom/čierna



Šampanské/čierna



Šampanské/dymová



Šampanské/šampanské



Vlastnosti produktu	
Akustický výkon	9 (na stupnici 1 – 10)
Dizajn a technológia hrudného snímača	Obojstranne opracovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ušnej trubice	Ľahká hliníková zliatina
Dĺžka/celková hmotnosť	69 cm/177 g
Záruka	7 rokov
Vlastnosti/priemer membrány	Dve jednodielne laditeľné membrány 4,3 cm/3,4 cm

3M, Littmann, logo L Littmann, Classic III a Cardiology IV sú ochranné známky spoločnosti 3M. Recyklujte, prosím. Vytlačené v USA. © 3M 2019. Všetky práva vyhradené. 70-2011-7828-5. Rev. 06/2020